

**Referentie:** 215030  
**Omschrijving:** Alcohol doekjes 15x15cm 70% alcohol  
**Merk:** Medisp<sup>®</sup>

**Samenstelling:**

Inhoud:	Specificaties	Tolerantie
Non woven:	50 Gr/M2, 150 x 150mm, gevouwen tot 75 x 75 mm.	±3%
Verpakking:	Papier met aluminium, 95 x 95 mm.	±3%
Vloeistof:	70% Isopropyl alcohol.	
Gewicht:	5,6 gram.	±3%

**Verpakking:**

Verpakking	Aantal	Type
1e verpakking	1 stuk	Papieren pouch
2e verpakking (verkoopenheid)	50 stuks	Kartonnen doos
3e verpakking (transportverpakking)	2.000 stuks (40x50)	Kartonnen doos

**Sterilisatie:**

Ethyleenoxide

**Bewaar condities:**

Bewaren op een droge plek op kamertemperatuur.

Niet langdurig blootstellen aan zonlicht.

**Afbeelding:**