


Referentie: 570702S
Omschrijving: Enkelzijdige podo sonde 13 cm
Merk: Sterisets[®]


Afbeelding en tekening:



Right View



Detail "A-A"



Materiaal: AISI-410 RVS, gezandstraald (mat)

Weight: 19 gram

Specificaties niet toxische blauwe coating:

- bevat geen latex
- bevat geen tin
- bevat geen zware metalen
- bevat geen formaldehyde
- bevat geen PBDE's
- bevat geen sporen van menselijk of dierlijke oorsprong
- bevat synthetische PVC

Verpakking:

Verpakking	Aantal	Type
1e verpakking	1 stuk	PE/Papier pouch
2e verpakking (dispencerbox)	25 stuks	Kartonnen doos
3e verpakking (transportverpakking)	100 stuks (4x25)	Kartonnen doos

Sterilisatie methode:

ETO gesteriliseerd met een shelf life van 5 jaar

Bewaar condities:

Bewaren op een droge plek.